

Ingrédients :

341 41-06

Acide lactique, glycogène, propylène glycol, hydroxypropyl méthyl cellulose, lactate de sodium, eau, pH 3,8.

Ne contient pas de conservateurs. Sans parabens. Sans hormones.

Avertissements

Ne pas utiliser si le tube est endommagé. Ne pas utiliser si la date d'expiration du tube est dépassée. Tenir hors de la portée des enfants.

Précautions d'emploi

Geliofil® Classic peut être utilisé sans risque pendant la grossesse. Il est cependant préférable que vous consultiez votre médecin si vous pensez souffrir d'une infection vaginale pendant votre grossesse.

Évitez d'utiliser **Geliofil® Classic** si vous essayez de concevoir un enfant.



Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 646 30 Gnesta Suède

Distribué par :

Laboratoires EFFIK - 9/11 rue Jeanne Braconnier
92366 - Meudon La Forêt - France

Dispositif médical de classe III
Voie vaginale



0344



Date de dernière révision : Juillet 2015



Gel Vaginal

Odeurs vaginales gênantes? Pertes anormales? Inconfort?

Vous n'êtes pas seule...

Différentes espèces bactériennes sont naturellement présentes dans le milieu vaginal ; la bactérie que l'on retrouve en plus grande quantité est le lactobacille. Les lactobacilles produisent de l'acide lactique qui a pour rôle de maintenir le pH du vagin à un bas niveau et de vous protéger contre les infections. En cas de diminution du nombre de lactobacilles et d'élévation du pH vaginal, le nombre de bactéries « nuisibles » augmente. Ce déséquilibre est médicalement connu sous le nom de « vaginose bactérienne » (VB). Les principaux symptômes d'une VB sont des odeurs gênantes, des pertes anormales et un inconfort vaginal. La VB est une affection vaginale très courante.

Elle peut être causée par de nombreux facteurs, tels que des menstruations (règles) prolongées, des douches vaginales fréquentes, l'utilisation de produits d'hygiène intime ou les rapports sexuels. Les traitements antibiotiques et le port d'un dispositif intra-utérin (DIU, couramment appelé « stérilet ») peuvent également affecter l'équilibre naturel du vagin.

Geliofil® Classic traite et prévient la récurrence de la VB d'une manière naturelle

Geliofil® Classic contient de l'acide lactique qui neutralise efficacement les odeurs gênantes et rétablit le pH vaginal à un niveau normal. Il contient également du glycogène, qui apporte des

nutriments aux lactobacilles. Grâce au niveau de pH normal et aux nutriments, les lactobacilles protecteurs peuvent se développer et permettre le rétablissement de l'équilibre naturel du pH vaginal, supprimant efficacement les pertes anormales, soulageant l'inconfort et mettant fin aux odeurs vaginales gênantes.

Quand dois-je utiliser *Geliofil® Classic*?

Geliofil® Classic combat les odeurs gênantes, les pertes anormales et l'inconfort vaginal et rétablit le pH à un niveau normal.

Geliofil® Classic peut également être utilisé pour maintenir l'équilibre naturel du pH vaginal et prévenir les risques de récurrence.

Posologie :

Traitement	
Pour la disparition efficace des odeurs gênantes, des pertes anormales, de l'inconfort vaginal et de la VB	Utilisez un tube par jour pendant 7 jours
Maintien et prévention	
Pour maintenir l'équilibre naturel du pH et prévenir la réapparition des symptômes	Utilisez un tube tous les trois jours pendant 3 mois
Pour aider à stabiliser le pH vaginal pendant un traitement antibiotique	Utilisez un tube par jour à la fin de votre traitement antibiotique, pendant 4 à 5 jours
Si vous remarquez une réapparition des symptômes au moment de vos règles	Utilisez un tube par jour à la fin de vos règles, pendant 1 à 2 jours.

***Geliofil® Classic* est facile à utiliser**

Dévissez le capuchon et introduisez profondément l'appliqueur du tube dans le vagin. Appuyez pour faire sortir le contenu. Retirez le tube tout en continuant à le presser et jetez-le. Il est recommandé d'utiliser *Geliofil® Classic* au moment du coucher. Il peut être préférable de porter une protection hygiénique, car un léger écoulement est possible. Cela ne signifie pas que le traitement n'a pas fonctionné.

***Geliofil® Classic* a fait l'objet d'essais cliniques**

Les essais cliniques ont démontré que la formulation *Geliofil® Classic* est sûre et efficace en termes de rétablissement et de maintien de l'équilibre naturel du pH vaginal.

***Geliofil® Classic* peut être utilisé sans risque**

Geliofil® Classic est livré dans des tubes hygiéniques à usage unique. Il peut être utilisé pendant la période des règles ou pendant la grossesse. Il est cependant préférable que vous consultiez votre médecin si vous pensez souffrir d'une infection vaginale pendant votre grossesse. *Geliofil® Classic* peut provoquer une douleur lancinante en cas d'infections fongiques en cours (p. ex.: candidose) ou de fissures dans le tissu vaginal. Cette douleur est temporaire.

Quand devez-vous consulter votre médecin?

Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent, si vous ressentez une douleur, si l'inconfort ne disparaît pas, si vos pertes contiennent du sang ou si elles surviennent pendant la ménopause. Vous devez consulter votre médecin si vous pensez souffrir d'une infection vaginale pendant votre grossesse. Si vos symptômes persistent après avoir appliqué *Geliofil® Classic* conformément aux instructions, consultez votre médecin pour plus de conseils.

Quand ne faut-il pas utiliser *Geliofil® Classic*?

Évitez d'utiliser *Geliofil® Classic* si vous essayez de concevoir un enfant, car le faible pH du gel peut rendre le milieu vaginal moins favorable pour le sperme. Ne pas utiliser *Geliofil® Classic* comme moyen de contraception.

Cette boîte contient 7 tubes de 5 ml à usage unique.

Ne pas utiliser si le tube est endommagé.

Ne pas utiliser si la date d'expiration du tube est dépassée.

Tenir hors de la portée des enfants.